
Holster rigide polymere pour Glock retention active pression pouce

Référence FOBHGRAP



Holster pour Glock 17, 19, 22, 23, 31, 32, 34, 35 rétention active par pression du pouce

Consignes d'utilisation

Serrez votre ceinturon. Placez le holster à hauteur de hanche et poussez la plaque de rehausse vers le bas en veillant à ce que le ceinturon soit complètement engagé. Veillez à ce que la sécurité de niveau II soit ouverte. Pour libérer l'arme et dégainer, appuyez avec le pouce sur le déclencheur tout en agrippant la crosse de l'arme.

Informations techniques

Matériaux du holster - Procédé à base de nylon injecté moulé Libération par le pouce - rétention active qui maintient l'arme au niveau du pontet jusqu'à libération par une pression du pouce.

